

MV 1

Nom					
I) Détermination de la masse molaire d'une cétone inconnue					
Pesées de liquide					
Montage, agitation					
Filtration, serrage de la fiole à vide, eau glacée, rupture du vide					
Recristallisation, volume d'éthanol pas trop important, reflux, principe, intérêt					
Point de fusion, quantité de solide, nettoyage du banc, avancée oblique, incertitude, intérêt de mesure					
CCM, cuve saturée, papier joseph, spots, verticalité, cuve oubliée, taille des tâches, affinité avec solide, fluorescence, taille dépôt, présence de co-dépôts, notion de rapport frontal					
Question 1 (M+57)					
Question 2 (maintenir milieu pas trop acide, éviter HCl)					
Question 3 cétone 0,77/0,54 carbazone					
Question 4 207-209 °C					
Question 5 rendement, pureté					
II) Titrage de la semi-carbazone					
Trouver l'équation de dosage (facteur 2)					
Prévoir la masse de carbazide à introduire					
Ajouter le rouge de méthyle					
tubes témoins avec défaut/excès de carbazide					
Réalisation du dosage test (papier blanc en fond)					
Montage à reflux pour l'hydrolyse					
Rinçage des parois et titrage					
Question 6 : hydrolyse acide					

Question 7 : $121 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$					
Question 8 : composé très pur, hydrolyse quantitative titrage efficace					
III) Cinétique de l’iodation de la cyclohexanone					
Dissolution					
Discussion sur introduction des réactifs					
Utilisation du spectro (blanc, cuve, choix longueur d’onde)					
Régression linéaire					
Question 9 : triiodure en défaut					
Question 10 : phase d’amorçage					
Question 11 : ordre 0 pour triiodure					
Question 12 : ordre 1 pour cyclohexanone					
Question 13 : Point isobestique					
Question 14 : étape 2 limitante					
Sécurité					
Aisance					
Dynamisme					
Traitement des déchets					